

**【품목명】**치과임플란트시술용드릴 (C21020.01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**수신 18-2204호

**【사용목적】**임플란트 시술에서 임플란트용 핸드피스에 부착하여 골을 삭제하는 기구

**【사용 전 준비사항】**

1. 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.
2. 포장 및 제품의 손상 및 이상 유무를 확인한다.

**【사용방법】**

1. 블리스터에서 멸균된 제품을 꺼내어 드릴링한다.
2. 골의부분 과열을 방지하기 위해 1500rpm 미만의 속도로 시술한다.
3. 드릴링 할때마다 골 조각을 제거한다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

- 1) 매 사용 후 세척 및 멸균해야 하며, 약 10회 정도 사용가능 하다.
  - 2) 약 10회 정도 사용 가능하며, 골 삭제 성능이 감소한 경우 즉시 새 드릴을 사용한다.
  - 3) 세척, 살균 및 멸균
    - 세척 전 분해하며, 멸균 등 필요에 따라 건조한 곳에서 재조립한다.
    - 사전 세척: 매 사용 이후 즉시 큰 이물질을 제거한다. 제거가 어려울 시 초음파 세척을 권장한다
    - 제조원 매뉴얼에 따라 적절한 세제 등을 사용하여 수동 또는 기기를 사용하여 세척 및 살균한다.
    - 제조원 매뉴얼에 따라 적합한 멸균 파우치에 넣어 증기멸균한다.
  - 4) 멸균한 기기를 직사광선을 피해 먼지가 없는 건조한 장소에 상온보관
- 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical manual)을 참조한다.

**■ 사용시 주의사항**

- 반드시 개개의 환자의 상태에 따라 시술이 고려 및 계획되어야 합니다.

**■ 경고**

- 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하십시오.
- ANKYLOS 시술기구는 일반적인 치과/외과 처치, 안전, 사고예방에 대한 일반적인규칙에 따라 의도된 목적(정해진 용도)으로만 사용될 수 있습니다.
- ANKYLOS 부속품은 반드시 ANKYLOS 임플란트 시스템에 있어 명확한 의학/치의학적 절차에 따라서만 사용될 수 있습니다. 사용이 어려운 경우, 계획된 프로토콜을 중단하고 대안을 고려해야 합니다.
- 적절한 교육 및 훈련, 시술계획 및 진단을 포함한 보철, 구강수술에 대한 충분한 증례를 가진 치과의사/의사에 의해서만 사용 될 수 있습니다.
- 구강수술은 부속흡입, 신경손상, 어긋남, 천공, 감염 등 일반적인 합병증을 야기할 수 있습니다.

**■ 일반적 주의사항**

- 시술 전, 미리 시술계획에 따른 모든 기구와 장비를 철저히 준비하십시오.
- 의도치 않게 입 안에 떨어뜨린 구성품을 환자가 삼키거나 흡입하여 질식 또는 손상을 야기할 수 있으므로 철저히 관리하십시오.
- 사용된 원재료의 화학성분에 대한 알레르기 또는 과민증이 있을 수 있으므로 환자 건강이력이 반드시 세밀히 검토되어야 합니다.
- 임플란트 식립위치/깊이를 준비 및 계획하지 않을 경우 신경, 혈관, 치아 및 다른 민감한 구조에 위해 할 수 있으므로 임상의는 새로운 시술법을 적용 하기 전 반드시 훈련 및 교육을 받아야 한다.

**■ 부작용**

구강수술은 신경손상으로 인한 감각장애 또는 감각이상, 부적합한 쿨링 또는 과도한 토크로 인한 과사등의 일반적부작용을 야기할 수 있습니다.

**【보관 또는 저장방법】** 직사광선을 피해 먼지가 없는 건조한 장소에 상온보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조외리자】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH  
/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

**【제조사】**Maillefer Instruments Holding Sarl  
(스위스,Chemin du Verger 3, 1338 Ballaigues, Switzerland)

문안제정연월 2019/12