

품목허가번호	수허 13-1786 호
품목명	고형근관충전재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조사(제조국)	DENTSPLY Tulsa Dental Specialties (미국)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Maillefer Instruments Holding Sarl (스위스)
사용목적	열대성 나무의 수액을 응고시킨 것으로서 치근관을 충전하는데에 사용한다. 가열하여 부드럽게 한 후 근관에 삽입한다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법:	근관을 형성한다. 형성된 근관을 소독하고 건조시킨다. 알맞은 크기의 거타-퍼차를 준비한다. 거타-퍼차를 수직 또는 측방가압 충전법으로 근관을 충전한다.
사용 시 주의사항:	근관충전 후 과량의 거타-퍼차는 뜨겁게 달군 기구로 즉시 제거한다. 근관의 크기에 맞게 사용한다.
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	공기나 열에 노출되지 않게 건냉소나 냉장고에 보관한다.
유효기간	제조일로부터 5 년
제조번호	제조사 표시사항 참조
사용기한	제조사 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	