

**【품목명】**치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 15-1564호

**【사용목적】**치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

**【사용 전 준비사항】**

1. 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.
2. 멸균 된 포장상태로 제공되며 사용 전 포장의 손상 여부를 확인한다.

**【사용방법】**

1. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
2. 2차 수술방법에서 2차 수술 전에 커버스크루(Cover Screw)의 위치에 정확하게 잇몸에 구멍(hole)을 만들어주기 위해 사용한다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

1. 일회용 제품으로 재사용하지 않는다.

■ 상세한 정보는 제조원 홈페이지 및 매뉴얼(Surgical manual)을 참고하십시오.

**【사용시 주의사항】**

1. AstraTech Implant System EV는 적절한 교육 및 훈련을 거친 치과의사나 기공사에 의해서만 사용 될 수 있다.
2. 일회용, 재사용 금지

**【보관 또는 저장방법】** 실온 보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【판매원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH / 독일

**【제조원】**Omnia S.p.A. (이탈리아, Via F. Delnevo 190sx, 43036 Fidenza)

문안개정연월 2019/12